

Island Home Medical

John Curelli, RRT

(508) 693-4380 24 horas

Concentrador de Oxigênio Instruções Respironics

Precauções Não Fumar

Sem chama descoberta

Deixar pelo menos 6 polegadas de espaço em torno da máquina.

Processo de alimentação Ligue o interruptor "I" (em) posição.

Inicialmente, todas as luzes se acendem e alerta sonoro durante alguns segundos. Em seguida, alerta o silêncio, e apenas a luz verde permanece acesa.

Definir fluxômetro para " "

Ligue revólver para saída de oxigênio.

O ar quente flua da parte inferior da máquina. Ligue a energia chave "OFF" quando não estiver em uso.

Manutenção Não há nenhuma manutenção do usuário.

Exterior pode ser limpo com um pano úmido.

Se o alarme soar durante o uso:

- *Verifique tomada.*
- *Call John Curelli @ 508-693-4380*
- *Ligue para o tanque de oxigênio, se necessário.*